

Evolutis
C R E A T E U R F A B R I C A N T



Prius®

Proximal Reconstruction In
Ultimate Situations

*Reconstruction Proximale en
Situations Extrêmes*

Evolutis
MOTION INSIDE

Item available only on special request
Référence disponible uniquement sur demande



REFERENCES

Métaphyse (vis incluse) / Metaphysis (incl. Screw)

Size	Length			
	65mm	75mm	85mm	95mm
Standard	H27 M065	H27 M075	H27 M085	H27 M095 *

Tige diaphysaire / Diaphyseal stem

Diameter	Length			
	Droite/Straight 115mm	Droite/Straight 145mm	Droite/Straight 175mm	Courbe/Curved 205mm
Ø10mm	H27 S10115	H27 S10145	H27 S10175	-
Ø12mm	H27 S12115	H27 S12145	H27 S12175	H27 C12205
Ø14mm	H27 S14115	H27 S14145	H27 S14175	H27 C14205
Ø16mm	H27 S16115	H27 S16145	H27 S16175	H27 C16205
Ø18mm	H27 S18115	H27 S18145	H27 S18175	H27 C18205
Ø20mm	H27 S20115 *	H27 S20145 *	H27 S20175 *	H27 C20205 *

Vis clavette / Transverse locking screw

Diameter	Length			
	25mm	30mm	35mm	40mm
Ø6mm/Ø4.5mm	H15 SC6025	H15 SC6030	H15 SC6035	H15 SC6040

Crochet-Plaque / Trochanteric hook-plate

Length				
100mm	130mm	200mm	240mm	280mm
T37 012	T37 010	T37 011	T37 013	T37 014

Vis de solidarisation / Attachment screw

Length		
40mm	55mm	70mm
H27 040	H27 055	H27 070

Vis corticale Ø4.5mm / Ø4.5mm Cortex screw

Length				
30mm	35mm	40mm	45mm	50mm
T43 HA4530	T43 HA4535	T43 HA4540	T43 HA4545	T43 HA4550

Instrumentation / Instrument set

Instrumentation de base / Base instrument set	H28 9105
Complément de verrouillage / Distal locking complement.	H28 9106
Diaphyses droites d'essai / Straight trial stems	H28 9102
Diaphyses courbes d'essai / Curved trial stems	H28 9103

Prius®

Mentions légales :
 Les implants PRIUS sont des dispositifs médicaux implantables de classe III indiqués pour les révisions d'arthroplasties (PTHR) ou pour les arthroplasties primaires sur résection trochantéro-diaphysaire (PTD) de la hanche.
 Les implants PRIUS sont pris en charge par l'assurance maladie.
 Le chirurgien est expressément invité à lire attentivement les instructions mentionnées sur la notice d'utilisation S12 0302 incluse dans le conditionnement du DMI, ainsi que dans le manuel de technique opératoire (H28 450) délivré à la mise en place du produit ou disponible en téléchargement sur le site www.evolutisfrance.com.

Gamma ray sterilised.
 Stérilisation par rayons gamma.

Material: metaphysis, diaphysis, metaphysis screw, transverse locking screw and attachment screw: titanium alloy TA6V according ISO 5832-3, with dual coating porous titanium and hydroxyapatite coating on metaphysis parts
 Hook-Plate and cortex screw: Stainless Steel 316L according ISO 5832-1
Matériaux : métaphyse, diaphyse, vis de métaphyse, vis clavette et vis de solidarisation : alliage de titane TA6V selon ISO 5832-3, revêtement bi-couche titane poreux et hydroxyapatite sur les pièces métaphysaires
 Crochet-Plaque et vis corticales : Acier Inoxydable 316L selon ISO 5832-1